

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Occludina Para Wb Y Elisa - Q16625

Número de artículo: CM0013617



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Occludina humana (UniProt Q16625). Apto para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de uniones estrechas y permeabilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Occludin Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	100506658
GeneID	100506658
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-450 de la occludina humana (NP_002529.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16625
Peso de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo