


Ogt Pab De Conejo Para Wb - O15294

Número de artículo: CM0018886



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OGT (transferasa de O-GlcNAc), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios metabólicos, epigenéticos y de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OGT pAb de conejo
Observaciones/Alias	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
Especie	Humano
GeneID (humano)	8473
GeneID	8473
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-699 de OGT humano (NP_858058.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O15294
Peso de la proteína	117 kDa
Envío	Bolsa de hielo