

Oncostatina M Pab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P13725

Número de artículo: CM0026897



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Oncostatina M (OSM) humana, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de señalización de citoquinas, proliferación celular e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Oncostatina M pAb de conejo
Observaciones/Alias	OSM; Oncostatina M
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5008
GeneID	5008
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13725
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo