

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Orexina B Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - O43612

Número de artículo: CM0007205



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Orexina B/Hipocretina-2 humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudiar la regulación neuropéptica de la alimentación, los ciclos sueño-vigilia y el metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Orexina B
Observaciones/Alias	OX; PPOX; NRCLP1; Orexina B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3060
ID del Gen	3060
Inmunógeno	Proteína recombinante de Orexina B/Hipocretina-2 humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O43612
Peso Molecular de la Proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo