

Osarf23 Rabbit Pab - Osarf23

Número de artículo: CM0020178

Introducción

OsARF23 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra la proteína recombinante OsARF23 (*Oryza sativa*). Validado para WB y ELISA, detecta específicamente OsARF23 (~94kDa) en muestras de arroz.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OsARF23 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	arf1; ARF23; OsARF1; OsARF23
Especie	Oryza sativa
ID de gen	4350610
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-800 de OsARF23 de Oryza sativa. (Q2R3F5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
Peso proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo