

Anticuerpo Policlonal De Conejo Osgi (Pab) - Q0Jq44

Número de artículo: CM0019043

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OsGI (GI) en Oryza sativa. Validado para WB y ELISA, con un peso molecular predicho de 127 kDa. Ideal para estudios de biología vegetal e investigación agrícola.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OsGI pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GI; OsGI
Especie	Oryza sativa
ID de Gen	4325329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 820-1090 de OsGI de Oryza sativa (Q9AWL7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0JQ44
Peso Proteico	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo