

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Osgsr1 Para Wb Y Elisa - Q53An3

Número de artículo: CM0021721

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OsGSR1 de arroz (Q53AN3). Adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con Oryza sativa. Inmunógeno: proteína recombinante. Peso molecular predicho: 11 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsGSR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Gsr1; OJ1001_B06.38; OsGSR1
Especie	Oryza sativa
ID del Gen	4340712
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de OsGSR1 de Oryza sativa. (Q53AN3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q53AN3
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo