


Anticuerpo Policlonal De Conejo OsSERK2 Para Wb Y Elisa - Q7Xv05

Número de artículo: CM0023757



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra OsSERK2 de *Oryza sativa*, generado contra proteína recombinante. Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con arroz. Adecuado para investigación sobre inmunidad vegetal, embriogénesis somática y señalización de brasinoesteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsSERK2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OsSERK1; OsSERK2
Especie	<i>Oryza sativa</i>
ID de Gen	4336035
Inmunógeno	Proteína recombinante de <i>Oryza sativa</i> OsSERK2
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q7XV05
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo