

Oswrky53 Conejito Pab Para Wb, Elisa - Q5W6M7

Número de artículo: CM0022747

Introducción

OsWRKY53 Conejito pAb, un anticuerpo policlonal generado contra la proteína recombinante Oryza sativa OsWRKY53 (aa 1-181), validado para WB y ELISA. Detecta el factor de transcripción WRKY implicado en la señalización del ácido abscísico y las giberelinas, localizándose en el núcleo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OsWRKY53 Conejito pAb
Observaciones/Alias	OsWRKY53
Especie	Oryza sativa
GeneID	4338474
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-181 de Oryza sativa OsWRKY53. (Q5W6M7)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q5W6M7
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo