

Anticuerpo Policlonal De Conejo Oxct1 (Scot) Para Wb, Elisa - P55809

Número de artículo: CM0024090



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OXCT1 (SCOT), validado para WB y ELISA, que reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre el metabolismo de los cuerpos cetónicos y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OXCT1 Rabbit pAb
Notas / Alias	OXCT; SCOT; OXCT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5019
GeneID	5019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 261-520 de la OXCT1 humana (NP_000427.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55809
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo