

Mab De Conejo P23/Ptges3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15185

Número de artículo: CM0004960



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo P23/PTGES3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirige contra la prostaglandina E sintasa 3, una enzima citosólica y chaperona implicada en la inflamación y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo P23/PTGES3
Observaciones/Alias	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
Especie	Humano
GeneID (humano)	10728
GeneID	10728
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de P23/PTGES3 humano (NP_006592.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15185
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo