

Anticuerpo Policlonal De Conejo P2Rx4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99571

Número de artículo: CM0029228



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo humano P2RX4, dirigido al purinoceptor 4 P2X. Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para investigación de canales iónicos, inmunología y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	P2RX4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5025
ID del Gen	5025
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-338 de P2RX4 humano (NP_002551.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99571
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo