


Pab De Conejo P38 Mapk - Q16539

Número de artículo: CM0015510



Introducción

El pAb de conejo p38 MAPK es un anticuerpo policlonal de conejo generado contra un péptido sintético dentro de la p38 MAPK humana (aa 261-360). Apto para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para investigación de la señalización por MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo p38 MAPK
Observaciones/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1432
GeneID	1432
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 261-360 de la p38 MAPK humana (NP_620581.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16539
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo