

Anticuerpo Policlonal De Conejo P70 S6 Kinasa 1 Para Wb - P23443

Número de artículo: CM0020316



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la p70 S6 Kinasa 1 (S6K1) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Apto para investigación sobre regulación del crecimiento celular y de la traducción en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p70 S6 Kinasa 1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Especie	Humana
GeneID	6198
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 426-525 de la P70 S6K humana (NP_003152.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P23443
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo