


P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 Pab De Conejo - Q15418

Número de artículo: CM0024648



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra p90Rsk/RSK1/RPS6KA1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Proteína de 83kDa. Ideal para estudios de señalización por MAPK y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; p90Rsk/RSK1/RPS6KA1
Especie	Humano
GeneID	6195
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre el aminoácido 600 y el extremo C-terminal de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano (NP_002944.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15418
Peso molecular de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo