

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pai-1/Serpin E1 Para Wb, Elisa - P05121

Número de artículo: CM0002309



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo PAI-1/Serpin E1 validado para WB y ELISA. Reacciona con PAI-1 humano y de mono. Ideal para investigación en fibrinólisis, migración celular y senescencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo PAI-1/Serpin E1
Observaciones/Alias	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5054
Inmunógeno	Péptido Sintético (aa 50-150 de PAI-1/Serpin E1 humano, P05121)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Mono
SWISS	P05121
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo