


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pak1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13153

Número de artículo: CM0002644



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PAK1 humano (Q13153), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de cáncer, citoesqueleto y vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo PAK1
Observaciones/Alias	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalfa; alfa-PAK; PAK1
Especie	Humano
GenelD (humano)	5058
GenelD	5058
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PAK1 humano (Q13153))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13153
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo