


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pak1 Para Wb Y Elisa - Q13153

Número de artículo: CM0015009



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PAK1 humano (alpha-PAK, p65-PAK). Validado para WB y ELISA, con reacción cruzada con rata. Ideal para estudiar la dinámica del citoesqueleto, la migración celular y la apoptosis. El inmunógeno recombinante garantiza la especificidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PAK1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5058
GeneID	5058
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-250 de PAK1 humano (NP_001122092.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q13153
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsas de hielo