


Anticuerpo Policlonal De Conejo Pak5 Para Wb, Elisa - Q9P286

Número de artículo: CM0022242



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PAK5 validado para Western Blotting (WB) y ELISA, con reactividad en humano y ratón. Ideal para estudiar PAK5/PAK7 en la regulación del citoesqueleto, señalización celular e investigación cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PAK5
Observaciones/Alias	PAK7; PAK5
Especie	Humano
GeneID (humano)	57144
GeneID	57144
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de PAK5 humano (NP_065074.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P286
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo