


Anticuerpo Policlonal De Conejo Palld Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Wx93

Número de artículo: CM0016315



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Palladina humana (PALLD). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del citoesqueleto, adhesión celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PALLD
Observaciones/Alias	MYN, PNCA1, CGI151, SIH002, CGI-151, PALLD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23022
GeneID	23022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 383-672 de PALLD humano (NP_001159582.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WX93
Peso Proteico	151kDa
Envío	Bolsa de hielo