

Mab De Conejo Pan-Akt Para Western Blot, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número de artículo: CM0002895



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Pan-Akt validado para WB, IP, IF, IHC, ELISA. Detecta Akt1, Akt2, Akt3 en humanos, ratones y ratas. Peso molecular: 56kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Pan-Akt
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207, 208, 10000
GeneID	207, 208, 10000
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-123 de Pan-Akt humano (NP_005154.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749 / P31751 / Q9Y243
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo