

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pan-Akt Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

Número de artículo: CM0022311



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra pan-Akt (AKT1, AKT2, AKT3) para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar las vías de AKT en cáncer y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Pan-Akt (pAb)
Observaciones/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Pan-Akt
Especie	Humano
GeneID (Humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 311-480 de AKT1/AKT2/AKT3 humano (NP_005154.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo