

Pan-Crotonyl-K Rabbit Mab Para Wb, If/Icc, Elisa - Anticuerpo De Crotonilación De Lisina De Alta Especificidad

Número de artículo: CM0000017

Introducción

Anticuerpo monoclonal (mAb) de conejo Pan-Crotonyl-K validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce residuos de lisina crotonilada en humanos, ratones, ratas y otras especies. Ideal para estudiar modificaciones de crotonilación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pan-Crotonyl-K Rabbit mAb
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
Peso Proteico	10kDa o más
Envío	Bolsa de hielo