

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pan Dimetil-Lisina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000227

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo (pAb) Pan DiMetil-lisina dirigido a residuos de lisina dimetilados. Adecuado para Western blot, IHC-parafina, IF/ICC y ELISA. Se predice que reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y otras especies. Inmunógeno: péptido sintético que contiene K dimetilado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo Pan DiMetil-lisina
ID del gen (Humano)	pan Kme2
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene K dimetilado.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Se predice un amplio rango)
Envío	Bolsa de hielo