

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pan Dimetil-Lisina Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000215

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Pan DiMetil-lisina es un anticuerpo policlonal específico para residuos de lisina dimetilada, adecuado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Muestra reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata, lo que permite una amplia investigación sobre la metilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Pan DiMetil-lisina
ID de Gen (Humano)	pan Kme2
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene K dimetilada.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo