

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pan Ácido Láctico-Lisina Para Wb, Ip, Elisa | Detección De Lactilación

Número de artículo: CM0000061

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a Pan Ácido Láctico-Lisina, una modificación postraducciona clave. Validado para WB, IP, ELISA con amplia reactividad cruzada de especies (Humano, Ratón, Rata). Ideal para la investigación de lactilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Pan Ácido Láctico-Lisina
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene Pan Ácido Láctico-Lisina.
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
Envío	Bolsa de hielo