

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Lactilación De Lisina Pan (Wb, Elisa)

Número de artículo: CM0000053

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la modificación de lactilación de lisina Pan. Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humanos, ratones, ratas y otras especies de amplio rango. Ideal para el estudio de modificaciones postraduccionales de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra lactilación de lisina Pan
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene lactilación de lisina Pan
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (Amplio rango)
Envío	Bolsa de hielo