

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Pan-Metil-Histidina Para Aplicaciones De Wb, Db, Elisa

Número de artículo: CM0000207

### Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo pan-metil-histidina, generado contra un péptido de histidina metilado sintético, es adecuado para ensayos de WB, DB y ELISA. Detecta modificaciones pan-metil-histidina en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo pAb de Conejo pan-metil-Histidina  |
| ID del Gen (Humano) | pan Hme                                       |
| Inmunógeno          | Péptido sintético de Histidina (His) Metilada |
| Fuente              | Conejo                                        |
| Categoría           | Anticuerpos Metilados                         |
| Aplicación          | WB, DB, ELISA                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                |