

Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Motivo De Arginina Pan-Monometilada Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000224

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a motivos de arginina pan-monometilada. Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de metilación de arginina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para motivo de arginina pan-monometilada
GeneID (Humano)	pan Rme1
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene arginina monometilada.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo