

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pan Mono-Metil Lisina Para Aplicaciones De Western Blot Y Elisa

Número de artículo: CM0000213

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Pan Mono-Metil Lisina (Cat. N.º A18293) para Western Blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de metilación de proteínas. Abastecimiento confiable de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Pan Mono-Metil Lisina
ID de Gen (Humano)	pan Kme1
Inmunógeno	` Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo