

Anticuerpo Policlonal De Conejo Para El Motivo Pan-Mono-Metilr (R*Gg) Para Wb, Db, Elisa

Número de artículo: CM0000219

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado que dirige al motivo pan-mono-metilarginina R*GG para Western blot, dot blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de detección global de metilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pan-Mono-MetilR R*GG Motivo pAb de Conejo
ID de Gen (Humano)	pan Rme1
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo