

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pan-Myristyl-G Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000006

Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo pan-Myristyl-G (pAb) se dirige a las modificaciones de glicina miristoiladas. Validado para aplicaciones de Western Blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada en rata. Ideal para estudiar la lipidación de proteínas y la miristoilación en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo pan-Myristyl-G
Objetivo	pan Myristyl-G
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene G miristoilado.
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
Envío	Bolsa de hielo