

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pan-Nitrific-Y Para Western Blot Y Elisa

Número de artículo: CM0000036

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra pan-Nitrific-Y (nitrificación de tirosina) para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Se predice una amplia reactividad cruzada de especies con humano, ratón, rata y otros. Inmunógeno: péptido sintético que contiene lisina miristoilada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pan-Nitrific-Y pAb de conejo
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene K miristoilada.
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
Envío	Bolsa de hielo