

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Pan Fosfo-Serina/Treonina - Pan Fosfo-Serina/Treonina

Número de artículo: CM0001561

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de ratón pan fosfo-Serina/Treonina está diseñado para detectar proteínas fosforiladas en varias especies, incluidos humano, ratón y rata. Es adecuado para aplicaciones de western blot, inmunohistoquímica y ELISA en investigación de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de ratón pan Fosfo-Serina/Treonina
Especies	Universal
ID del Gen (Humano)	pan p-S/T
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene Serina/Treonina fosforilada.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
Envío	Bolsa de hielo