

## Pan Fosfo-Serina/Treonina Rabbit Mab - Anticuerpo Fosfo-Serina/Treonina

Número de artículo: CM0000844

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo pan-específico que se dirige a residuos de serina/treonina fosforilados. Adecuado para WB, IP, IHC-P y ELISA en humano, ratón, rata y otras especies predichas. Ideal para estudios amplios de señalización de fosforilación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pan Fosfo-Serina/Treonina Rabbit mAb                                                       |
| Especie             | Universal                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene Serina/Treonina fosforilada |
| Fuente              | Conejo                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                                                   |
| Aplicación          | WB, IP, IHC-P, ELISA                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                             |