

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pan Fosfo-Serina/Treonina - Pan P-S/T

Número de artículo: CM0000545

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Pan Fosfo-Serina/Treonina para la detección de residuos S/T fosforilados. Validado para aplicaciones de WB y ELISA, con una amplia reactividad cruzada prevista entre humanos, ratones, ratas y otras especies. Ideal para estudiar vías de señalización dependientes de la fosforilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Pan Fosfo-Serina/Treonina
ID de Gen	pan p-S/T
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene S y T fosforiladas.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Previsto)
Envío	Bolsa de hielo