

Pan Phospho-T Conejillo Pab - Fosfotreonina (Fosfo-T)

Número de artículo: CM0000675

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a residuos de treonina fosforilada, adecuado para Western blot y ELISA. Se predice que reacciona con una amplia gama de especies, incluidos humanos y ratones, útil para detectar eventos de fosforilación de proteínas en diversos contextos de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pan Phospho-T Conejillo pAb
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene T fosforilada
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Otros (Amplio Rango Predicho)
Envío	Bolsa de hielo