

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pan Fosfo-Treonina - Pan Fosfo-Treonina

Número de artículo: CM0001394

Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo Pan Fosfo-Treonina detecta la fosforilación de treonina en una amplia gama de especies (humano, ratón, rata y más). Este anticuerpo monoclonal de conejo está validado para WB, IP y ELISA, apoyando la investigación de señalización por fosforilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Pan Fosfo-Treonina
Especies	Humano
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de la Treonina humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
Envío	Bolsa de hielo