

AcFosfo-Tirosina Pan Mab De Ratón - Pan P-Y

Número de artículo: CM0001112

Introducción

El anticuerpo monoclonal de ratón contra fosfo-tirosina Pan detecta residuos de tirosina fosforilados. Es adecuado para aplicaciones WB, IF/ICC y ELISA con reactividad predicha en humanos, ratones, ratas y una amplia gama de especies. Esencial para la investigación de la señalización de tirosina quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcFosfo-Tirosina Pan mAb de ratón
ID genético (Humano)	pan p-Y
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene Y fosforilado
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
Envío	Bolsa de hielo