

Mab De Conejo Anti-Pan Fosfotirosina - Pan P-Y

Número de artículo: CM0001604

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce residuos de pan fosfotirosina en especies humanas, de ratón y de rata, validado para aplicaciones WB, IP y ELISA. Ideal para el estudio de redes de señalización por fosforilación de tirosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-pan fosfotirosina
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	Pan p-Y
Inmunógeno	Péptido sintético: biblioteca aleatoria de péptidos fosforilados alrededor de Tyr
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata, Otras (amplio rango predicho)
Envío	Bolsa de hielo