

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pan Fosfotirosina (Mab) - Mab De Conejo Pan Fosfotirosina

Número de artículo: CM0001976

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Pan fosfotirosina (mAb) para WB, IP, ELISA. Detecta fosfotirosina en humanos, ratones, ratas y otras especies con una amplia reactividad. Ideal para estudios de fosforilación y señalización celular. >10KDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Pan fosfotirosina
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene Y fosforilado.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (amplio rango predicho)
Peso de la proteína	>10KDa
Envío	Bolsa de hielo