

Pan Fosfo-Tirosina Rabbit Pab - Pan P-Y

Número de artículo: CM0001258

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a pan fosfo-tirosina, adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce humano, ratón, rata y una amplia gama de otras especies. Ideal para la investigación de fosforilación de tirosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pan Fosfo-Tirosina Rabbit pAb
ID de Gen (Humano)	Pan p-Y
Inmunógeno	Péptido Sintético. Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene S y T fosforiladas.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
Envío	Bolsa de hielo