

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pan-Succinil-K - Anticuerpo De Lisina Succinilada Para Wb, Ip, Db, Elisa

Número de artículo: CM0000013

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Pan-Succinil-K para detectar residuos de lisina succinilada. Adecuado para WB, IP, DB, ELISA con una amplia reactividad cruzada predicha (humano, ratón, rata). Ideal para la investigación de modificaciones postraduccionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Pan-Succinil-K
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene K succinilada.
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	WB, IP, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (amplio rango predicho)
Envío	Bolsa de hielo