

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Motivo De Arginina Di-Metil Simétrica Pan Para Aplicaciones De Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000206

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo para motivo de arginina di-metil simétrica pan para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y se predice un amplio rango. Adecuado para investigación de metilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo para motivo de arginina di-metil simétrica pan
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene Arginina Di-Metil Simétrica)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
Envío	Bolsa de hielo