

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pan-Dimetil Arginina Simétrica Para Western Blot (Wb) Y Elisa

Número de artículo: CM0000218

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo (pAb) pan-Dimetil Arginina Simétrica de alta pureza para Western Blot (WB) y ELISA, producido contra un péptido de dimetilarginina simétrica. Ofrece una amplia reactividad cruzada prevista en humano, ratón y rata para estudios de metilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo pan-Dimetil Arginina Simétrica
ID del Gen (Humano)	pan Rme2s
Immunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene R metilado.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Previsto)
Envío	Bolsa de hielo