

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Lisina Pan-Trimetilada Para Wb, Ip, Elisa, Chip - Camelbio

Número de artículo: CM0000211

Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo contra lisina pan-trimetilada, validado para Western blot, inmunoprecipitación, ELISA y ChIP. Detecta modificaciones de lisina trimetilada en humanos, ratones, ratas y otras especies. Ideal para estudios epigenéticos y de vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra lisina pan-trimetilada
ID genético (Humano)	pan Kme1
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene K trimetilada.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (predicción de amplio rango)
Envío	Bolsa de hielo