

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pan-Trimetil-Lisina (Pan Kme3) Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000210

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la pan-trimetil-lisina (pan Kme3) para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación epigenética y de modificaciones postraduccionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-pan-trimetil-lisina
ID genético (Humano)	pan Kme3
Inmunógeno	Péptido sintético que contiene K trimetilada
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo