

Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra El Motivo Residual De Ubiquitina Pan (K-E-Gg) Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000039

Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo anti-Motivo Residual de Ubiquitina Pan (K-ε-GG) validado para Western blot y ELISA. Detecta el motivo ubiquitinado en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en ubiquitina y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Motivo Residual de Ubiquitina Pan (K-ε-GG)
Inmunógeno	Péptido sintético que contiene el Motivo ubiquitinado (K-ε-GG)
Origen	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo