

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Par4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Iz0

Número de artículo: CM0005789



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo PAR4 de alta especificidad para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con PAR4 humano y de ratón, una proteína proapoptótica para investigación en cáncer y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra PAR4
Observaciones/Alias	PAR4; Par-4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5074
ID del gen	5074
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 241-340 de PAR4 humano (Q96Iz0).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96Iz0
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo