

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Parg Para Wb, Elisa - Q86W56

Número de artículo: CM0014333



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PARG validado para Western blot y ELISA. Reconoce la poli(ADP-ribosa) glucosidrolasa humana, una enzima clave en la reparación del daño del ADN y el metabolismo de la ADP-ribosilación. Peso molecular previsto: 111 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PARG pAb de conejo
Observaciones/alias	PARG99; PARG
Especie	Humana
ID del gen (humano)	8505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 777-976 de la PARG humana (NP_003622.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q86W56
Peso de la proteína	111 kDa
Envío	Bolsa de hielo